

Blaine Air Permeability Apparatus

Código: B-01-200-0113

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Blaine Air Permeability Apparatus B-01-67-0554 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Dimension (mm):** 180 (L) x 140 (W) x 390 (H)
- **Approx. Weight:** 5 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Dimension (mm)	180 (L) x 140 (W) x 390 (H)
Approx. Weight	5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)