

Dropping Ball Apparatus

Código: B-01-200-0115

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dropping Ball Apparatus para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Height of Drop:** 250 mm
- **Approx. Weight:** 8 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Height of Drop	250 mm
Approx. Weight	8 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)