

Block Test Compression Platen Set

Código: B-01-200-0130

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Block Test Compression Platen Set para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Dimension:** 500 (L) x 270 (W) x 50 (H) mm
- **Approx. Weight:** 95 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Dimension	500 (L) x 270 (W) x 50 (H) mm
Approx. Weight	95 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)