

Proctor Test Apparatus

Código: B-01-200-0164

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Proctor Test Apparatus B-01-70-0032 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Body Diameter (Id x H):** Ø 105 mm with Body Height 115.5 mm
- **Volume:** 1000 ml
- **Approx. Weight:** 6 kg
- **Specification:** 2.5 kg - 300 mm Fall. Ø 50 mm
- **Dimension:** Ø 60 mm x 565 mm
- **Approx. Weight:** 4 kg
- **Specification:** 4.5 kg - 450 mm Fall. Ø 50 mm
- **Dimension:** Ø 60 mm x 820 mm

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0164] Proctor Test Apparatus
Body Diameter (Id x H)	Ø 105 mm with Body Height 115.5 mm
Volume	1000 ml
Approx. Weight	6 kg
Dimension	Ø 60 mm x 565 mm
Approx. Weight	6 kg
Dimension	Ø 60 mm x 565 mm
Approx. Weight	6 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)