

Motorized Liquid Limit ApparatusnI 5008 X 002

Código: B-01-200-0169

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Motorized Liquid Limit ApparatusB-01-70-0037 para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- Built for routine laboratory testing workflows.

Especificaciones técnicas

Technical table not available on the supplier page.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)