

Cold Bend Testing MachineI 6001 X 005

Código: B-01-200-0181

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cold Bend Testing MachineB-01-67-0587 para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Specimen Diameter:** 6 - 50 mm
- **Max. Bend Force:** 160 kN
- **Max.Support Distance:** 800 mm
- **Max. Bending Angle:** 0° - 180°
- **Re-Bending Angle:** 20° minimum
- **Piston Speed:** 200 mm/min
- **Max. Piston Stroke:** 400 mm
- **Dimension:** 1550 (L) x 900 (W) x 1050 (H) mm

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	160 kN - 0° - 180° - 20° minimum
Specimen Diameter	6 - 50 mm
Max. Bend Force	160 kN
Max.Support Distance	800 mm
Max. Bending Angle	0° - 180°
Re-Bending Angle	20° minimum
Piston Speed	200 mm / min
Max. Piston Stroke	400 mm
Dimension	1550 (L) x 900 (W) x 1050 (H) mm
Approx. Weight	400 kg
Power	380~415 V; 3 Ph; 50 / 60 Hz; 1.99A; 1.1 kW

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)