

Servotec Fully Automatic Universal Tensile Machine 5Kn

Código: B-01-200-0182

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Servotec Fully Automatic Universal Tensile Machine 5Kn para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- Built for routine laboratory testing workflows.

Especificaciones técnicas

Technical table not available on the supplier page.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)