

Automatic Mortar Compression Flexural Test Machinenl 3033 X 003

Código: B-01-200-0187

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Automatic Mortar Compression Flexural Test Machinenl 3033 X 003 para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Type of Mode:** Compression
- **Max.Capacity:** 300 kN
- **Piston Stroke:** 125 mm
- **Speed Control Range:** 0 ~ 10 kN/s
- **Vertical Clearance:** 280 mm
- **Fixed Top Compression Platen:** Ø 98 mm
- **Fixed Bottom Compression Platen:** Ø 125
- **Speed Control Accuracy:** $\leq \pm 0.1 \%$

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	650(W) x 1400 (L) x 1460 (H) - 300 kN - 125 mm
Type of Mode	Compression
Max.Capacity	300 kN
Piston Stroke	125 mm
Speed Control Range	0 ~ 10 kN / s
Vertical Clearance	280 mm
Fixed Top Compression Platen	Ø 98 mm
Fixed Bottom Compression Platen	Ø 125
Speed Control Accuracy	$\leq \pm 0.1 \%$
Load Accuracy	$\pm 1.0 \%$
Resolution	0.01 kN
Overall Dimensions (mm)	650(W) x 1400 (L) x 1460 (H)
Power	240 V; 750 W; 1 ph; 50 / 60 Hz
Approx. Weight	460 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)