

PDS-10L, DNA/RNA removing solution, ready-to-go formulation in a canister, 10 l

Código: BS-040107-FK

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Aplicaciones

Uso referencial: Consumible o reactivo Biosan relacionado con preparación, limpieza o soporte de procesos de biología molecular. Revisar compatibilidad con el protocolo, formato de uso, vida útil, condiciones de almacenamiento y disponibilidad antes de publicar o cotizar. No asumir compatibilidad diagnóstica, regulatoria o de protocolo sin validación técnica.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)