



Medidor de pH de sobremesa temperatura 0.0–80.0 °C

Código: B2-01-010518

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El medidor de pH/ORP/iones de sobremesa es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para medir el pH, el potencial de oxidación-reducción (ORP) y la concentración de iones en diversas aplicaciones industriales y de laboratorio.

Características

- 1. Utilice una pantalla grande y una pantalla LCD.
- 2.: pH; mV,: pH; mV; temperatura.
- 3. Equipado con interfaz de comunicación USB, software de adquisición de datos REX (para B2-01-010518).
- 4. tiene una función de compensación de temperatura manual, tiene las funciones de compensación de temperatura manual y automática.
- 5. Calibración de uno o tres puntos.
- Accesorios
- Medidor; electrodo compuesto de pH; solución de calibración.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,0~80,0°C - 0,1°C - ±0,1°C
Configuración	0,0~80,0°C - 0,1°C - ±0,1°C
pH - Rango	-2,00 ~ 19,99 pH
pH - Resolución	0,01 pH
pH - Exactitud	±0,01 pH ± un dígito
pH - Puntos de calibración	1~3 puntos, automáticamente
mV - Rango	-1999~1999 mV
mV - Resolución	1 mV
mV - Exactitud	±1 mV ± un dígito
Temperatura - Rango	0,0~80,0°C
Temperatura - Resolución	0,1°C
Temperatura - Exactitud	±0,1°C



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0,0~80,0°C - 0,1°C - ±0,1°C
Rango de compensación de temperatura	0,0~80,0°C
Requisitos de energía	CC (9 V, 1,0 A)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	290*210*95 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	365*300*215 mm
Peso neto	1,5 kilos
Peso bruto	2,5 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)