



Balanza de precision electronica 1200-6100 g

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La balanza electrónica de precisión es un instrumento de pesaje de alto rendimiento diseñado para laboratorios, aplicaciones industriales y entornos educativos que requieren mediciones de peso precisas y confiables.

- B2-01-01-0587.1200g.10mg: 0 ~ 1200 g.
- B2-01-01-0587.2100g.10mg: 0 ~ 2100 g.
- B2-01-01-0587.3100g.10mg: 0 ~ 3100 g.
- B2-01-01-0587.2100g.100mg: 0 ~ 2100 g.
- B2-01-01-0587.3100g.100mg: 0 ~ 3100 g.
- B2-01-01-0587.5100g.100mg: 0 ~ 5100 g.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1200 g - 10 mg	2100 g - 10 mg	3100 g - 10 mg	5000 g - 20 mg	2100 g - 100 mg	3100 g - 100 mg	4100 g - 100 mg	5100 g - 100 mg	6100 g - 100 mg
Modelo	B2-01-01-0587.1200g.10mg	B2-01-01-0587.2100g.10mg	B2-01-01-0587.3100g.10mg	B2-01-01-0587.5000g.20mg	B2-01-01-0587.2100g.100mg	B2-01-01-0587.3100g.100mg	B2-01-01-0587.4100g.100mg	B2-01-01-0587.5100g.100mg	B2-01-01-0587.6100g.100mg
Configuración	1200 g - 10 mg	2100 g - 10 mg	3100 g - 10 mg	5000 g - 20 mg	2100 g - 100 mg	3100 g - 100 mg	4100 g - 100 mg	5100 g - 100 mg	6100 g - 100 mg
Capacidad	0 ~ 1200 g	0 ~ 2100 g	0 ~ 3100 g	0~5000g	0 ~ 2100 g	0 ~ 3100 g	0~4100g	0 ~ 5100 g	0 ~ 6100 g
Legibilidad	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Resolución	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)
Repetibilidad	10 mg	10 mg	10 mg	20 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Error lineal	20 mg	20 mg	20 mg	30 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	200 mg
Tamaño de escala	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm
Tamaño del paquete	480*375*515	480*375*515	480*375*515	480*375*515	480*375*515	480*375*515	480*375*515	480*375*515	480*375*515
Peso bruto	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos	8,5 kilos
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision	Precision	Precision	Precision	Precision	Precision

Aplicaciones

Balanza de precisión industrial con conexión RS232 y plato de 160mm: elija la variante comparando Capacidad, Error lineal, Repetibilidad y Variante.

Que cambia entre variantes

B2-01-01-0587.1200g.10mg: Capacidad: 0~1200 g; Error lineal: 20 mg; Repetibilidad: 10 mg.

B2-01-01-0587.2100g.10mg: Capacidad: 0~2100 g; Error lineal: 20 mg; Repetibilidad: 10 mg.

B2-01-01-0587.3100g.100mg: Capacidad: 0~2100 g; Error lineal: 100 mg; Repetibilidad: 100 mg.

B2-01-01-0587.6100g.100mg: Capacidad: 0~6100 g; Error lineal: 200 mg; Repetibilidad: 100 mg.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 0~1200 g y error lineal: 20 mg.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 0~2100 g y error lineal: 20 mg.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 0~2100 g y error lineal: 100 mg.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 0~6100 g y error lineal: 200 mg.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Error lineal, Repetibilidad y Variante; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Error lineal, Repetibilidad y Variante.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)