



Maquina pulidora de muestras metalograficas

Código: B2-01-25-0043

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La pulidora es un proceso fundamental en la preparación de muestras metalográficas. Esta máquina gira de manera suave, tiene un bajo nivel de ruido, es fácil de operar y cuenta con una alta eficiencia de trabajo. Es ideal para laboratorios metalográficos en fábricas e instituciones de investigación científica.

Características:

-
-
-
-
-

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	B2-01-25-0043
Estructura	Disco doble
Diámetro del disco de pulido	φ203mm
Velocidad de rotación	1400 r/min (900 r/min personalizable)
Motor	180W * 2
Dimensiones del equipo	705 * 485 * 335 mm
Peso neto	21.6 kg
Peso bruto (con embalaje)	35.5 kg
Tamaño del empaque	833 * 618 * 494 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)