



Maquina para rectificar y pulir muestras metalograficas

Código: B2-01-25-0044

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La pulidora es una pieza fundamental en el proceso de preparación de muestras metalográficas. Esta máquina destaca por su rotación suave, bajo nivel de ruido, facilidad de uso y alta eficiencia de trabajo. Es ideal para laboratorios metalográficos en fábricas e instituciones de investigación científica.

Características

-
-
-
-
-

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	B2-01-25-0044
Diámetro del disco de pulido	φ203mm
Velocidad de rotación	1400 r/min (900 r/min personalizable)
Fuente de alimentación	AC 380V, 50Hz
Peso neto	25.5 kg
Motor	180W * 2
Dimensiones	900 × 480 × 1027 mm
Estructura	Disco doble
Peso bruto	41 kg
Tamaño del paquete	1006 * 565 * 462 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)