

Estereomicroscopio binocular para ensayos de abrasión con dispositivo Cerchar

Código: 10205-A4-001

Marca: Wille Geotechnik

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Estereomicroscopio Binocular para ensayos de abrasión con dispositivo Cerchar. Fabricado específicamente para uso industrial y de laboratorio con alta calidad óptica y mecánica.

Especificaciones técnicas

- Cabezal binocular: inclinación de 45°, con rotación de 360°.
- Oculares: de gran campo EWF 10x / 20 mm, aptos para usuarios con gafas.
- Compensación de dioptrías.
- Distancia interpupilar: ajustable entre 51 y 75 mm.
- Objetivos: zoom acromático parfocal de 0,7x a 4,5x (factor de zoom de 6,428:1).

Trípode del microscopio:

- Columna del estativo: diámetro de 30 mm y altura de 25 cm.
- Base: 26 x 20 x 6 cm.
- Versión con brazo extendido (Overhanging): altura de 42 cm, base de 23 x 23 cm y longitud del brazo horizontal de 45 cm.
- Iluminación: luz incidente y transmitida mediante lámpara halógena de 12V / 15W.
- Ajuste de brillo: regulable de forma continua para ambas fuentes de luz.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)