



Concentrador de muestras 12-48 muestras

Concentrador de muestras; Método de calentamiento: Baño de agua; Número máximo de muestras: 12; Rango de control de temperatura: TA~100°C; Longitud de aguja: 150 mm.

Código: B2-01-01-0589.12

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-01-0589.12
Método de calentamiento	Baño de agua
Número máximo de muestras	12
Rango de control de temperatura	TA~100°C
Exactitud de temperatura	±1°C
Tiempo de calentamiento	20~25 min (de 25°C a 100°C)
Consumo máximo de gas	15 L/min
Consumo	600 W
Rango de temporización	1~999 min
Longitud de aguja	150 mm
Diámetro de aguja	1 mm
Alimentación eléctrica	220 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	340*200*460 mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	500*280*410 mm
Peso neto	7 kg
Peso bruto	9 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)