



Banco de pruebas de sonda UCI NOVOTEST

Código: UCI-PROBE-TEST-STAND-NOVOTEST

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para garantizar un ajuste perfecto a la base del soporte, recomendamos utilizar acopladores que deben aplicarse en la parte posterior del producto. Apriete firmemente el tornillo de sujeción del soporte, retire la boquilla de la sonda UCI e instale la sonda en la ranura correspondiente para realizar la prueba. Para mediciones correctas, es necesario realizar al menos 3 mediciones en el modo de valores promediados. Cada nueva medición de la serie debe realizarse en un lugar nuevo, para ello es necesario aflojar el tornillo de sujeción del soporte y desplazar el producto unos milímetros de la medición anterior.

Sonda UCI test stand

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)
- [Medios de comunicación](#)

Ventajas

En la mayoría de los casos, el uso de sondas UCI junto con el soporte durante la prueba de piezas pequeñas es la opción óptima, ya que los errores del operador durante las mediciones disminuyen significativamente, lo que conduce a un resultado más preciso. La unidad tiene un diseño simple y piezas de alta calidad.

Especificaciones

Altura máxima de los objetos de prueba.	15 milímetros
Profundidad máxima de los objetos de prueba.	110mm
Dimensiones, largo x ancho x alto	300*70*50mm
Peso neto	1,8 kilos

Opciones disponibles

Si tiene algún requisito específico, méncionelo en su pedido.

Paquete estándar

- Banco de pruebas de sonda UCI NOVOTEST
- Paquete



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Medios de comunicación

Banco de pruebas de sonda UCI NOVOTEST. Revisión de vídeo

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	UCI-PROBE-TEST-STAND-NOVOTEST
Altura maxima de los objetos de prueba.	15mm
Profundidad maxima de los objetos de prueba.	110mm
Dimensiones, largo x ancho x alto	300*70*50 milímetros
Peso	1; 8 kilogramos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)