



Probador de dureza de recubrimientos Buchholz NOVOTEST TB-1

Código: BH-1C

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El probador de dureza de recubrimientos Buchholz NOVOTEST TB-1 se utiliza para medir la dureza de recubrimientos utilizando el método de indentación (disco biselado de bloque de acero inoxidable con carga de prueba constante de 500 g).

El probador de dureza de recubrimientos Buchholz NOVOTEST TB-1 está estandarizado para cumplir con: ISO 2815, BS 3900-E9, DIN 53153, NF T30-052.

El dispositivo se coloca sobre el revestimiento durante 30 segundos y se mide la longitud de cualquier hendidura posterior en el revestimiento utilizando el microscopio graduado. Usando la escala de conversión, el usuario puede obtener el resultado en unidades de resistencia a la indentación Buchholz.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)
- [Medios de comunicación](#)

Ventajas

- Fiabilidad y durabilidad del diseño.
- Fácil de operar

Especificaciones

Dimensiones	90x45x40mm
Peso	0,5 kilos

Escala de conversión del durómetro de revestimientos Buchholz NOVOTEST BH-2815

Sangría profundidad, μm	Sangría resistencia, mm	Sangría profundidad, μm	Recubrimiento mínimo espesor para el cual la medida es válido, μm
20	125	5	15
21	118	6	20
23	111	7	20
24	105	7	20

25	100	8	20
38	95	9	20
28	91	10	20
29	87	11	25
30	83	12	25
33	77	14	25
35	71	16	30
38	67	18	30
41	63	21	35
43	59	24	35

Opciones disponibles

- Discos biselados
- microscopio graduado iluminado x20

Paquete estándar

- Probador de dureza Buchholz
- manual de instrucciones
- Caso

Medios de comunicación

Probador de dureza de recubrimientos Buchholz NOVOTEST TB-1. Revisión de vídeo

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	BH-1C
Dimensiones	90x45x40mm
Peso	0; 5 kilogramos
Profundidad de sangría, µm	Resistencia a la indentacion; mm
20	125
21	118
23	111
24	105
25	100
38	95
28	91
29	87
30	83
33	77
35	71
41	63
43	59



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)