



Medidor digital de perfiles de superficie NOVOTEST SP-1M

Código: SP-1M

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El medidor digital de perfiles de superficie NOVOTEST SP-1M está diseñado para medir perfiles en superficies planas o curvas. También se puede utilizar para mediciones de rugosidad superficial (Rz), después de trabajos previos a la pintura con chorro abrasivo.

La unidad electrónica es la misma que Medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1M.

NOVOTEST SP-1M consta de un bloque electrónico de Medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1M y sonda DSH.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Comodidad y facilidad de uso.
- Número mínimo de controles: un botón – una función
- Pantalla gráfica con retroiluminación.
- Control de baterías

Especificaciones

Dimensiones de la unidad electrónica, mm.	120x60x25
Rango de temperatura de funcionamiento, ° C	-5 ... +40°C
Baterías	2 AA
Tiempo de jornada continua de trabajo, no inferior.	20
Peso de la unidad electrónica con baterías, no más, kg	0.2

Especificación de la sonda DSH

Rango de medición	2-300 micras
Precisión de medición	± (3% ± 2 μm)
Dimensiones, mm	Ø 12×45

Opciones disponibles

- Sondas adicionales
- Baterías
- Cargador

Paquete estándar

- Unidad electrónica NOVOTEST TP-1M
- Sonda DSH - 1 ud.
- Pilas (AA) - 2 piezas
- Cargador
- manual de instrucciones
- Caso

Especificaciones técnicas

Especificación	Medidor digital de perfiles de superficie NOVOTEST
Dimensiones de la unidad electronica, mm.	120x60x25
Rango de temperatura de funcionamiento, ° C	5 ... +40°C
Baterias	2AA
Tiempo de jornada continua de trabajo, no inferior.	20
Peso de la unidad electronica con baterías, no mas, kg	0; 2
Rango de medicion	2 - 300 micras
Precision de medicion	± (3% ± 2 μm)
Dimensiones, mm	12×45

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)