



Baño de agua digital con agitación magnética marca Pinzuar

Código: G060101

Marca: Pinzuar

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Baño de agua digital con agitación magnética marca Pinzuar. Cuenta con sistema de circulación mediante agitación magnética para asegurar la estabilidad y la homogeneidad de la temperatura

Diseñado para el uso en laboratorios de ensayo que requieren medios de ensayo con agua a temperatura controlada. Compuesto por una estructura exterior en acero al carbono con recubrimiento de pintura electrostática que brinda protección contra el óxido, la cámara que está fabricada en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Rango de temperatura ambiente	± 5 °C a 90 °C
Resolución	0,01 °C
Estabilidad	± 1
Homogeneidad	0,7 °C
Capacidad de reservorio	65 L
Tipo de agitación	Magnética
Operación	110 VAC 50/60 Hz
Consumo	2000 W
Dimensiones Externas (Al x An x Fon)	590 x 775 x 640 mm
Dimensiones Internas (Al x An x Fon)	230 x 560 x 505 mm
Peso	55 kg aprox.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)