



## Baño maría de precisión marca Pinzuar. Cuenta con un sistema de agitación forzada del agua

**Código:** G060201

**Marca:** Pinzuar

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Baño maría de precisión marca Pinzuar. Cuenta con un sistema de agitación forzada del agua que garantiza la distribución homogénea de la temperatura en todo el volumen del baño

Cuenta con un sistema de agitación forzada del agua que garantiza la distribución homogénea de la temperatura en todo el volumen del baño. El interior es fabricado en lámina de acero inoxidable. Exterior y tapa acabados en pintura electrostática.

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                            | Valor                |
|--------------------------------------|----------------------|
| Rango de temperatura ambiente        | ± 5 °C a 99,9 °C     |
| Resolución                           | 0,1 °C               |
| Precisión                            | ± 0,5 °C             |
| Capacidad                            | 10 muestras estándar |
| Capacidad de reservorio              | 40 L                 |
| Operación                            | 110 VAC 50/60 Hz     |
| Consumo                              | 2000 W               |
| Dimensiones Externas (Al x An x Fon) | 630 x 950 x 450 mm   |
| Dimensiones Internas (Al x An x Fon) | 280 x 530 x 330 mm   |
| Peso                                 | 66 kg aprox.         |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)