



B2-01-94-0021

Código: B2-01-94-0021

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Es adecuado para áridos menores a 25 mm (generalmente no más de 20 mm) en laboratorio y núcleos perforados (probetas) in situ. Basado en los resultados, permite diseñar la durabilidad del hormigón en entornos con cloruros, así como la inspección y evaluación de su calidad. De acuerdo con la teoría de ensayos de electromigración no estacionaria de DuraCrete, este método evalúa cuantitativamente la capacidad de resistencia del hormigón a la difusión de iones de cloruro y permite probar los parámetros básicos para el diseño, durabilidad, evaluación de vida útil y predicción en entornos de erosión por cloruros.

Características

-
-
-
-
-
-
-
-

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Canales de prueba	6/9/12/16 canales (opcional)
Rango de corriente de salida	0-400mA
Precisión de corriente de salida	±1mA
Precisión de temperatura	±1 °C
Voltaje de salida	0-60V (±0.1V) DC (ajustable)
Voltaje de alimentación de entrada	220V ±10% / 50Hz AC
Núcleo (Kernel)	Núcleo ARM integrado de 32 bits
LCD	Pantalla táctil industrial EPSON de 6.4 pulgadas
Host (Unidad principal)	385 × 345 × 145 mm; 5 kg
Celdas de especímenes	6 juegos; 610 × 270 × 260 mm; 9 kg
Peso total	46 kg (máquina de saturación al vacío incluida)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)