



Buscador portatil de venas 750-980 nm

Código: B2-01-01-0590

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Puede asistir al personal médico a encontrar y localizar venas de forma rápida y precisa durante una transfusión venosa.

Es de gran ayuda en pacientes con dificultades de posicionamiento vascular, tales como niños pequeños, obesidad, tejido inflamado, piel con vello, piel oscura, hipovolemia, etc.

- Compacto y ligero: puede sujetarse con una sola mano.
- Dos modos de imagen: azul y blanco, rojo y verde; cambio libre con un solo clic.
- Sin soporte: sin restricciones ambientales para su uso.
- Optimización del rendimiento de imagen: brillo ajustable, alta precisión.
- Luz fría médica: segura para la vista.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	B2-01-01-0590
Parámetro	Valor
Distancia de Proyección Sugerida	290 ~ 310 mm
Proyección de Luz	300 ~ 1000 lux
Longitud de Onda de Luz	750 ~ 980 nm
Batería	Batería de litio recargable
Fuente de Alimentación	D.C. 3.0 ~ 4.2 V
Tiempo de Trabajo de la Batería	≥ 1 hora
Tamaño del Paquete (An x Pr x Al)	220 * 180 * 140 mm
Peso Bruto	2 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)