



Esterilizador eléctrico de laboratorio (Lab Burner) modelo Dragon 320, temperatura hasta 850°C, entrada ancha (37mm),

Código: 177320-22

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El modelo Dragon 320 son mecheros eléctricos para esterilización rápida. Al generar calor mediante electricidad, el Dragon 300 / 320 no requiere combustible y elimina los riesgos de contaminación cruzada que pueden ser causados por la llama abierta.

Calentamiento rápido y estable Temperatura ajustable hasta los 850°C. Sus potentes elementos calefactores garantizan un calentamiento rápido y estable.

Entrada amplia Gracias a su entrada mucho más ancha, el Dragon 320 puede albergar objetos con un diámetro de cabezal mayor, de hasta 37 mm.

Práctico y sencillo Su base contrapesada, el soporte para asas de siembra y el ángulo ajustable de la cámara (de 45° a 75°) hacen que el Dragon 320 sea manejable y fácil de usar dentro de campanas de flujo laminar o cámaras anaeróbicas.

Nombre original (completo): Esterilizador eléctrico de laboratorio (Lab Burner) modelo Dragon 320, temperatura hasta 850°C, entrada ancha (37mm), alimentación 220V.

Especificaciones técnicas

DATOS DE RENDIMIENTO	Dragon 320
Temp. máxima	850 °C
Temperatura de espera	600 °C
Diámetro de la cámara	37 mm
Peso neto	1.1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	19 x 9 x 22 cm
DATOS ELÉCTRICOS	
Voltaje	220V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia máxima	180W
Seguridad	Fusible

Aplicaciones

- Esterilización de tubos de cultivo.
- Esterilización de asas y agujas de inoculación.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)