

Electrodo ORP

Código: B-01-09-0006

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Electrodo ORP. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá tipo según el protocolo.
2. Verificá: Electrodo ORP.
3. Validá con ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma.

Tipo: Electrodo ORP

Referencia de nombre: Electrodo ORP

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad / ensayo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de potencial redox

Verificar compatibilidad con el equipo asociado

Seguir protocolo del ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)