



Refrigerador para banco de sangre 86-466 L

86L

Refrigerador para banco de sangre; Capacidad: 86L; Consumo: 245W; Dimensiones externas (A*P*H): 530*660*1037mm

Código: B2-01-012015.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	86L B2-01-012015.1
Capacidad	86L
Rango de temperatura	2~6°C
Exactitud de temperatura	0.1°C
Uniformidad de temperatura	≤1.5°C
Estabilidad de temperatura	≤2°C
Tiempo de recuperación (recuperar a 6°C con una temperatura ambiente de 32°C)	≤15min
Tiempo de enfriamiento (enfriar a 5°C con una temperatura ambiente de 32°C)	≤55min
Sistema de control	Control por microprocesador
Pantalla	Pantalla LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de energía(72h), alarma de falla del controlador, alarma de estado de la batería, alarma de puerta entreabierta
Tipo de refrigeración	Enfriamiento por aire
Refrigerante	R134a/115g
Compresor	Compresor de marca internacional reconocida/1
Condensador y evaporador	Tipo tubo de cobre con aletas de aluminio
Descongelación	Descongelación automática
Construcción	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interno	Acero inoxidable
Material · Material externo	Plancha de acero pintada por pulverización
Puerta	Puerta exterior: puerta semiespumada de vidrio con calefacción eléctrica*1 Puerta interior: puerta de acrílico*2
Consumo de potencia	245W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar); AC220V, 60Hz; 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Ruedas	Sí
Estante	2 unidades
Cesta	6 unidades
Bolsas de sangre(450ml)	66 unidades
Accesorio estándar	Impresora térmica, orificio de prueba
Accesorio opcional	Registrador de temperatura, interfaz USB, interfaz RS485
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	430*459*495mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	86L B2-01-012015.1
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	530*660*1037mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	680*740*1330mm
Peso neto	74kg
Peso bruto	103kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)