



Reactivo para analizador hematológico de 3 partes

Diluyente (20L)

Código: B2-01-012019.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Diluyente (20L) B2-01-012019.1
Modelo	B2-01-012019.1
Configuración	Diluyente
Especificación	1 l, 500 ml, 300 ml, 250 ml, 200 ml, 120 ml
Componente	Na ₂ HPO ₄ , KH ₂ PO ₄ , bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Triton X-100, NaNO ₂ , BSA

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)