



Reactivo para analizador hematológico de 5 partes

Diluyente LH (20L)

Código: B2-01-012022.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Diluyente LH (20L) B2-01-012022.1
Modelo	B2-01-012022.1
Configuración	Diluyente LH
Especificación	1 L, 500 ml, 300 ml, 250 ml, 200 ml, 120 ml
Componente	Eso 2 HPO 4 , KH 2 DESPUÉS 4 , NaCl, cloruro de hexadeciltrimetilamonio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)