



Generador de aerosoles tipo frio

Código: B2-01-012028

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sala limpia, banco limpio, cabina de bioseguridad, caja de guantes, aspiradora HEPA, sistema HVAC, HEPA, ULPA, dispositivo de filtro de presión negativa, quirófano, etc.

- Calculadora Boquilla 2. Ajuste manual

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BAG-4B - 50~8100cfm(1.4-229m 3 /min) - 100ug / L Flow rate 810cfm
Model	BAG-4B
Particles Output Range	50~8100cfm(1.4-229m 3 /min)
Concentration	100ug / L Flow rate 810cfm
Aerosol Type	Cold Type
Qty. Of Laskin Nozzles	1~7 pcs
Compressed Air	3~18 cfm (≤20 psi)
Generator Type	PAO, DOP, Polydisperse particles
Power Supply	No need
External Size(W*D*H)	250* 280*230mm
Net Weight	7.4kg
Packed Size(W*D*H)	440*580*430mm
Gross Weight	17.5kg

Aplicaciones

Generador de aerosoles tipo frío para pruebas de integridad o fugas en sistemas HEPA y validación de filtros, según la ficha.

- Adecuado para salas limpias, bancos limpios, cabinas de bioseguridad, cajas de guantes, sistemas HVAC, equipos con HEPA/ULPA y quirófanos indicados en la evidencia.
- Valide rango de caudal, concentración objetivo y cantidad de boquillas requeridas.
- Confirme disponibilidad de aire comprimido limpio dentro del rango indicado antes de cotizar.

Usos recomendados

Guía de compra Generador de aerosoles tipo frío para pruebas de integridad o fugas en sistemas HEPA y validación de filtros, según la ficha. - Adecuado para salas limpias, bancos limpios, cabinas de bioseguridad, cajas de guantes, sistemas HVAC, equipos con HEPA/ULPA y quirófanos indicados en la evidencia. - Valide rango de caudal, concentración objetivo y cantidad de boquillas requeridas. - Confirme disponibilidad de aire comprimido limpio dentro del rango indicado antes de cotizar.

Criterios de compatibilidad

Guía de compra Generador de aerosoles tipo frío para pruebas de integridad o fugas en sistemas HEPA y validación de filtros, según la ficha. - Adecuado para salas limpias, bancos limpios, cabinas de bioseguridad, cajas de guantes, sistemas HVAC, equipos con HEPA/ULPA y quirófanos indicados en la evidencia. - Valide rango de caudal, concentración objetivo y cantidad de boquillas requeridas. - Confirme disponibilidad de aire comprimido limpio dentro del rango indicado antes de cotizar.

Como validar si sirve

Guía de compra Generador de aerosoles tipo frío para pruebas de integridad o fugas en sistemas HEPA y validación de filtros, según la ficha. - Adecuado para salas limpias, bancos limpios, cabinas de bioseguridad, cajas de guantes, sistemas HVAC, equipos con HEPA/ULPA y quirófanos indicados en la evidencia. - Valide rango de caudal, concentración objetivo y cantidad de boquillas requeridas. - Confirme disponibilidad de aire comprimido limpio dentro del rango indicado antes de cotizar.

Recomendación de compra

Guía de compra Generador de aerosoles tipo frío para pruebas de integridad o fugas en sistemas HEPA y validación de filtros, según la ficha. - Adecuado para salas limpias, bancos limpios, cabinas de bioseguridad, cajas de guantes, sistemas HVAC, equipos con HEPA/ULPA y quirófanos indicados en la evidencia. - Valide rango de caudal, concentración objetivo y cantidad de boquillas requeridas. - Confirme disponibilidad de aire comprimido limpio dentro del rango indicado antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)