



Sistema automatizado de hemocultivo

32 frascos

Sistema automatizado de hemocultivo; Método: Método colorimétrico; Muestras: Sangre o diversos líquidos corporales estériles; Capacidad de botellas: 32; Detección: Detección y carga multicanal sincrónicas; monitorización en tiempo real 24h a intervalos de 10 minutos; ciclo configurable; Alimentación: AC110/220V, 50/60Hz; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 720 x 330 x 350mm; Peso neto: 33kg

Código: B2-01-012044.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	32 frascos B2-01-012044.1
Método	Método colorimétrico
Muestra	Sangre o diversas muestras de líquidos corporales estériles
Capacidad (frascos)	32
Sistema de control de temperatura	Baño de aire circulante; el usuario puede configurar la temperatura de cultivo con flexibilidad
Ciclo de cultivo independiente	Cada frasco de cultivo puede configurarse con flexibilidad con un ciclo de cultivo distinto e independiente
Función de agitación	Mezcla tipo balancín, oscilación continua
Detección	Detección y carga sincrónicas multicanal, monitoreo en tiempo real 24h (intervalos de 10-min), el ciclo de detección se puede configurar según las necesidades del usuario.
Adsorción de antibióticos	Adsorción con resina especial (sin interferencia con los frotis de tinción de Gram)
Frascos de cultivo	Frascos aerobios/anaerobios para adultos; frascos neutralizadores de antibióticos; frascos aerobios pediátricos; frascos de bacterias de forma L
Reinserción de frascos	>48h de tolerancia al retraso; compatibilidad con repetición de prueba de frascos falsos positivos
Material del frasco	Fibra de polímero multicapa (diseño sellado por engaste: a prueba de roturas y de contaminación)
Funciones del software	Gráficos de tiempo de incubación; análisis estadístico; curvas de crecimiento; recuperación ciega; integración HIS/LIS
Alarma	Alertas de 3 niveles (audio/visual/color)
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (AnxPrxAl)	720*330*350mm
Peso neto	33kg
Dimensiones de embalaje (AnxPrxAl)	800*500*590mm
Peso bruto	50kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)