



Analizador automatico de orina

No

Analizador automático de orina; Principio de medición: Colorimetría fotoeléctrica; Rendimiento: 240 ensayos/hora; Tiras reactivas compatibles: Tiras de 9, 10, 11 o 14 pruebas; Capacidad de muestras: 100 muestras (10 gradillas de tubos); Capacidad de depósito de reactivos declarada: 600 unidades; Alimentación: AC100~240V, 50/60Hz; Peso neto: 53kg

Código: B2-01-012066.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	No B2-01-012066.1
Función en cascada	No
Principio	Colorimetría fotoeléctrica
Rendimiento	240 pruebas/hora
Pantalla	Pantalla táctil de 10.1 pulgadas
Memoria	Puede almacenar más de 1,000,000 informes de pruebas
Impresora	Impresora térmica integrada
Interfaz	USB, RS232, interfaz de red
Lector de código de barras	Puede ser opcional
Rango de aplicación	Tiras reactivas de 9, 10, 11, 14
Parámetros	Tira reactiva de 9: GLU, BIL, KET, pH, BLD, PRO, URO, NIT, LEU Tira reactiva de 10: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLD, PRO, URO, NIT, LEU Tira reactiva de 11: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC Tira reactiva de 14: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC, CRE, CAL, MCA
Capacidad de la gradilla de muestras	100 muestras(10 gradillas de tubos de ensayo)
Capacidad del depósito de reactivos	600 unidades
Recuperación de datos	Se puede buscar por fecha exacta, rango de fechas, número de muestra de orina, nombre, código de barras, etc.
Detección automática	Detecta y analiza automáticamente tras colocar la muestra
Función de calibración	Sí
Potencia	130W
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (AnxPrxAl)	662*730*520mm
Peso neto	53kg
Dimensiones de embalaje (AnxPrxAl)	805*600*1160mm
Peso bruto	88kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)