



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electronica clasica 100 g a 15 kg

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

La balanza electronica utiliza fuerza electromagnetica para equilibrar la gravedad de un objeto. Esta orientada a pesaje preciso y fiable, con visualizacion rapida y clara. Permite alimentacion CA/CC, incorpora pantalla LCD, respuesta de pesaje rapida y alta estabilidad.

La ventana del sensor calibrada con escalas de precision puede hacer que la calibracion sea mas precisa en las configuraciones con base de aluminio.

Segun configuracion, combina escala de acero inoxidable, caja de plastico y base de aluminio de 3,8 mm de espesor, o base ABS.

Los sensores inalambricos superiores realizan la operacion sin botones de tara y calibracion, evitando la corrosion del boton por residuos de muestra.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

[illegible]

Aplicaciones
Guia de compra

Seleccione la balanza por capacidad maxima, legibilidad requerida y tamano de plato; esos son los ejes que cambian la utilidad real del equipo



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Ruta de decision

Para muestras pequenas o pesajes finos, priorice las capacidad, legibilidad y tamano de platos de 100 a 5000 gramos con legibilidad de 10 mg.
Para cargas de 300 a 15000 gramos donde basta resolucion media, use las capacidad, legibilidad y tamano de platos de 100 mg o 1 gramo.
Confirme el plato antes de cotizar: phi130 mm para muestras compactas, phi160 mm para cargas intermedias y 200*200 mm cuando necesita mayor superficie de apoyo.
Si necesita comunicacion con sistemas externos, revise si requiere RS232 estandar, RS232 opcional o RS485 opcional.

Recomendación de compra

Elija la menor capacidad que cubra su carga real con margen; asi evita pagar por rango innecesario y conserva la legibilidad que necesita para el pesaje.

Modelos recomendados

Si no sabes qué configuración elegir, comienza por estas alternativas habituales. Selecciona la resolución más pequeña cuando necesites detectar variaciones de peso menores.

BE50002G

5000 g / 0,01 g

Mayor sensibilidad hasta 5 kg.

Confirma capacidad, resolución, calibración e interfaces requeridas antes de solicitar cotización.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)

BES

5000 g

Equilib