



Balanza electronica clasica 100 g a 15 kg

pack 365*295*135 mm · 100 gramos / 10 mg / ϕ 130 mm

Balanza electrónica; Capacidad: 100 g; Legibilidad: 10 mg; Plato de pesaje: ϕ 130 mm.

Código: B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 365*295*135 mm · 100 gramos / 10 mg / ϕ 130 mm B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR
Modelo	B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR
Configuracion	100 g - 10mg - estandar
Capacidad	100 g
Legibilidad Repetibilidad	10 mg
Legibilidad Repetibilidad	± 10 mg
Error lineal	± 10 mg
Tamaño de la escala	$\phi 130$ mm
GW	3 kilos
Tamaño del paquete	365*295*135 mm
Interfaz	RS232 (estándar) RS485 (opcional)
Tipo	Precision
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tamano de escala	$\phi 130$ mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)