



Lavadora de chatas con desinfección térmica 65 L

500*450*1775mm

Lavacubas; Capacidad: 65L; Temperatura de agua caliente: $\leq 60^{\circ}\text{C}$; Temperatura de desinfección: $\leq 97^{\circ}\text{C}$; Temperatura ambiental: $15^{\circ}\text{C}-45^{\circ}\text{C}$; Humedad ambiental: 30%-85%RH; Consumo: 5.35KW; Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto): 500 x 450 x 1775mm; Peso neto: 83kg

Código: B2-01-012074.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	500*450*1775mm B2-01-012074.1
Capacidad	65L
Capacidad mínima del tanque	4L
Capacidad máxima del tanque	14L
Caudal de la bomba principal	270L/min
Temperatura del agua caliente	$\leq 60^{\circ}\text{C}$
Presión de aire	$\leq 10\text{kPa}(0.1\text{Bar})$
Temperatura de desinfección	$\leq 97^{\circ}\text{C}$
Temperatura ambiente	$15^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$
Humedad ambiente	30%~85%RH
Ruido	$\leq 55\text{dB}$
Potencia de la bomba principal	0.75KW
Consumo del generador de vapor	4.3KW
Consumo de potencia	5.35KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; Método de conexión: interruptor automático
Dimensiones de la cavidad interna (LxAnxAI)	300*430*540mm
Dimensiones de la cavidad externa (LxAnxAI)	500*450*1775mm
Peso neto	83kg
Dimensiones del embalaje (LxAnxAI)	600*760*1870mm
Peso bruto	146kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)