




Medidor multiparametrico de sobremesa pH, conductividad y oxigeno disuelto

1

Medidor multiparámetro de sobremesa; Rango de pH: -2.000~20.000pH; Sólidos disueltos totales: 0~100.0g/L; Resistividad: 5.00~100.0MΩ·cm; Salinidad: 0~100.0ppt; Potencial redox con sonda ORP opcional: -1999mV~1999mV; Compensación térmica de conductividad, TDS, resistividad y salinidad: 0~50°C; Sondas incluidas: Sonda pH ATC y sonda de conductividad ATC de vidrio K=1

Código: B2-01-012079.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012079.1
Resolución	0.001
Exactitud	±1,0 %FS ± un dígito
Rango ATC	0~50°C
Resolución (2)	0.001
Exactitud (2)	±1,0 %FS ± un dígito
Rango ATC (2)	0~50°C
Resolución (3)	0.001
Exactitud (3)	±1,0 %FS ± un dígito
Rango ATC (3)	0~50°C
Resolución (4)	0.1
Exactitud (4)	±1,0 %FS ± un dígito
Rango ATC (4)	0~50°C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)