



Autoclave de sobremesa clase B 18-23 L

18 L - $\phi 247 \times 360$ mm - 1 soporte con 3 bandejas

Autoclave de sobremesa clase B; Capacidad: 18 L; Temp. de trabajo: 121/134°C; Presión de trabajo: 0.23 MPa; Alimentación eléctrica: CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional).

Código: B2-01-012089.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	18 L - $\phi 247 \times 360$ mm - 1 soporte con 3 bandejas B2-01-012089.1
Capacidad	18 L
Puerta	Manual
Pantalla	LCD de 3,5 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,28 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa
Temp. máx. de diseño	150°C
Temp. de trabajo	121/134°C
Precisión de temperatura	0,1°C
Tiempo de esterilización	0~60 min
Tiempo de secado	0~20 min
Capacidad del tanque de agua	3,5 L
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia
Material de cámara	S30408
Dimensiones de cámara	$\phi 247 \times 360$ mm
Altitud	≤ 2700 m
Soporte	1 soporte con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, puerto USB
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable, impresora
Consumo	1,95 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (A*P*H)	495*650*410 mm
Peso neto	50 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	610*810*590 mm
Peso bruto	63 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)