



Cámara de aislamiento biológico de presión negativa

pack 860*860*760 mm · 1

Cámara de aislamiento biológico; Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto): 1900*560*500mm; Ventilación: ≥ 50 L/min; Capacidad de carga: Hasta 150 kg; Peso neto: 18kg.

Código: B2-01-012114.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 860*860*760 mm · 1 B2-01-012114.1
Especificación	Configuración 2632644Cotizar
Tamaño de plegado (L*An*Al)	1900*560*500 mm
Filtro HEPA	3 pieza, 99,999 % de eficiencia para partícula de 0,3 μ m
Ventilación	≥ 50 L/min
Ruido de cámara	≤ 65 dB(A)
Alarma	Alarma sonora y visual de presión interna insuficiente y baja potencia
Presión negativa	≥ 15 Pa en dos minutos de puesta en marcha
Accesorios e estándar	Cámara principal, 3 filtro HEPA de reemplazo, sistema de generación negativa, 5 pares de guantes de PE, batería y cargador, 8 varilla larga de aluminio, 4 varilla corta de aluminio, 8 perno moleteado.
Consumible	Filtro HEPA (3 piezas / juego), guantes de PE
Desinfección	Líquido de desinfectante clorado y esterilizan la superficie
Opcional	Camilla plegable, Carro camilla
Soporte de carga	Hasta 150 kg
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CC de 12 V. Batería con carga de 8 horas y uso continuo de 4 a 8 horas.
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	860*860*760 mm
Peso neto	18 kilo
Peso bruto	40 kilo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)