



Silla de recolección de sangre

Manual

Sillón para extracción de sangre; Dimensiones de sección de asiento, mm: 1800 x 580; Altura de sección de asiento, mm: 480; Ángulo de giro del respaldo: 0-70°; Ángulo de giro de sección de piernas: 0-90°; Capacidad de carga: 220kg; Peso bruto: 65kg

Código: B2-01-012124.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Manual B2-01-012124.1
Tamaño de la sección del asiento (mm)	1800*580
Altura de la sección del asiento (mm)	480
Ángulo de giro del respaldo	0~70°
Ángulo de inclinación de la silla hacia atrás y hacia adelante	8°~15°
Ángulo de giro de la placa de las piernas	0~90°
Ángulo de apertura de los apoyabrazos	0°~45°
Distancia de desplazamiento de los apoyabrazos	100mm
Tamaño de la tabla del apoyabrazos	500*160mm
Accesorios estándar	Operación manual, soporte para apoyabrazos, mesa pequeña
Accesorios opcionales	Lámpara de lectura LED de tubo flexible, mesa auxiliar móvil, funda de terciopelo suave
Capacidad de carga	220kg
Dimensiones de embalaje (AnxPrxAl)	1500*780*600mm
Peso bruto	65kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)