



Medidor de glucosa en sangre 20-600 mg/dL

Sí - Sí

Medidor de glucosa en sangre personalizado; Método: Método electroquímico; Rango de glucosa: Glu: 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L); Muestra: Sangre entera fresca capilar o venosa; Alimentación: Batería de litio CR2032 de 3.0V; Memoria: 200 registros; Condiciones de operación: 8-37°C, humedad relativa ≤90%; altitud declarada 3000m; Bolsa de transporte: Sí; Expulsión automática de tira de prueba: Sí; Resultado: 5 segundos; Uso: Requiere reactivos

Código: B2-01-012127.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Sí - Sí B2-01-012127.1
Metodología	Método electroquímico
Rango de medición	Glu: 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L)
Muestra	Sangre total capilar o venosa fresca
Alimentación eléctrica	3.0V, batería de litio CR2032
Autonomía de la batería	Aproximadamente 1,000 pruebas
Unidad de medida	Mmol/L, mg/dL
Memoria	200 registros
Apagado automático	1 minuto después de mostrar los resultados
Tamaño	84.55x218mm
Peso neto	50g
Condiciones de almacenamiento	0-55°C; ≤90% HR
Condiciones de operación	8-37°C; ≤90% HR, altitud 3000m
Bolsa de transporte	Sí
Función de expulsión automática de la tira reactiva	Sí
Dimensiones de embalaje	110x45x160mm
Peso bruto	131g

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)