



Dispensador de tapa de botella

1

Dispensador para montaje sobre botella con volumen ajustable de 0,5 a 2,5 mL y graduación de 0,05 mL. Dispone de ajuste mediante mando giratorio y válvula de cierre de seguridad.

Código: B2-01-012180.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012180.1
Modelo	B2-01-012180.1
Configuración	0,5~2,5 - 0.5 - 1.25
Ensayo 1 - Volumen Rango (ml)	0,5~2,5
Ensayo 2 - Volumen Rango (ml)	0,5~2,5
Ensayo 3 - Volumen Rango (ml)	0,5~2,5
Ensayo 1 - Graduación (ml)	0.05
Ensayo 2 - Graduación (ml)	0.05
Ensayo 3 - Graduación (ml)	0.05
Ensayo 1 - Volumen de prueba (ml)	0.5
Ensayo 2 - Volumen de prueba (ml)	1.25
Ensayo 3 - Volumen de prueba (ml)	2.5
Ensayo 1 - Error sistemático	5
Ensayo 2 - Error sistemático	1
Ensayo 3 - Error sistemático	0.5
Ensayo 1 - Error sistemático	25
Ensayo 2 - Error sistemático	12.5
Ensayo 3 - Error sistemático	12.5
Ensayo 1 - Error aleatorio	1
Ensayo 2 - Error aleatorio	0.2
Ensayo 3 - Error aleatorio	0.1
Ensayo 1 - Error aleatorio	5
Ensayo 2 - Error aleatorio	2.5
Ensayo 3 - Error aleatorio	2.5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)