



Cama de hospital de cuatro manivelas

Código: B2-01-012210

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama de hospital de cuatro manivelas está diseñada para atención de pacientes y ofrece funciones ajustables para necesidades clínicas en hospitales, clínicas y centros de rehabilitación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF501S - 2120*970*530~800mm(±10mm) - 0~70°(±5°)
Model	MF501S
External Size(W*D*H)	2120*970*530~800mm(±10mm)
Back Adjustable	0~70°(±5°)
Leg Adjustable	0~35°(±5°)
Overall Lifting Range	560~740mm(±10mm)
Forward Tilt Angle	0~10°(±2°)
Backward Tilt Angle	0~12°(±2°)
Packing Size(W*D*H)	2100*1000*300mm
Gross Weight	105kg

Aplicaciones

Esta cama hospitalaria se valida por funciones de ajuste, elevación e inclinación. La evidencia indica uso para atención avanzada del paciente en hospitales, clínicas y centros de rehabilitación.

Usos recomendados

- Atención clínica donde se requiera ajuste de respaldo de 0~70° y piernas de 0~35°.
- Entornos que necesiten rango de elevación general de 560~740 mm.
- Uso cuando se requiera inclinación hacia adelante 0~10° y hacia atrás 0~12°.

Criterios de compatibilidad

- Confirme tamaño externo 2120*970*530~800 mm con tolerancia indicada.
- Valide que los ángulos de ajuste cubran el protocolo de atención requerido.
- No base la compra en embalaje o peso; priorice funciones de ajuste y dimensiones clínicas.

Como validar si sirve

Guía de compra Esta cama hospitalaria se valida por funciones de ajuste, elevación e inclinación. La evidencia indica uso para atención avanzada del paciente en hospitales, clínicas y centros de rehabilitación. Usos recomendados - Atención clínica donde se requiera ajuste de respaldo de 0~70° y piernas de 0~35°. - Entornos que necesiten rango de elevación general de 560~740 mm. - Uso cuando se requiera inclinación hacia adelante 0~10° y hacia atrás 0~12°. Criterios de compatibilidad - Confirme tamaño externo 2120*970*530~800 mm con tolerancia indicada. - Valide que los ángulos de ajuste cubran el protocolo de atención requerido. - No base la compra en embalaje o peso; priorice funciones de ajuste y dimensiones clínicas.

Recomendación de compra

Guía de compra Esta cama hospitalaria se valida por funciones de ajuste, elevación e inclinación. La evidencia indica uso para atención avanzada del paciente en hospitales, clínicas y centros de rehabilitación. Usos recomendados - Atención clínica donde se requiera ajuste de respaldo de 0~70° y piernas de 0~35°. - Entornos que necesiten rango de elevación general de 560~740 mm. - Uso cuando se requiera inclinación hacia adelante 0~10° y hacia atrás 0~12°. Criterios de compatibilidad - Confirme tamaño externo 2120*970*530~800 mm con tolerancia indicada. - Valide que los ángulos de ajuste cubran el protocolo de atención requerido. - No base la compra en embalaje o peso; priorice funciones de ajuste y dimensiones clínicas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)