




Citómetro de flujo

-2L8CH

Citómetro de flujo; Canal de fluorescencia habilitado: BL1; Canal de fluorescencia habilitado: BL2; Canal de fluorescencia habilitado: BL3; Canal de fluorescencia habilitado: BL4; Canal de fluorescencia habilitado: BL5; Canal de fluorescencia habilitado: RL1; Canal de fluorescencia habilitado: RL2; Canal de fluorescencia habilitado: RL3.

Código: B2-01-012214-2L8CH

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-2L8CH B2-01-012214-2L8CH
Modelo	B2-01-012214-2L8CH
Configuración	2 láseres, 8 canales de fluorescencia
Software	Inglés/chino
ordenador personal	CPU i5/16G DDR4/1T disco duro + monitor de 27 pulgadas
Alimentación eléctrica	CA 220/110 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	530*450*470 mm
Peso neto	35 kilos
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	Instrumento principal: 860*575*720 mm Accesorios: 860*680*810mm Reactivo: 380*280*320 mm
Peso bruto	Instrumento principal: 67 kg Accesorios: 53,5 kg Reactivo: 16 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)