



Gabinete de consumibles de alto valor

Código: B2-01-012251

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El gabinete de consumibles de alto valor es un dispositivo inteligente que se utiliza en centros sanitarios para almacenar y gestionar suministros médicos de alto valor. Su principal objetivo es mejorar la seguridad, la precisión y la eficiencia de la gestión de consumibles. El equipo se integra perfectamente con los sistemas HIS y SPD del hospital y se utiliza principalmente en quirófanos, salas de intervención, urgencias y áreas centrales de almacenamiento de consumibles.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	CMC-01 - Drawer divider*5 + hanging rack*1 - 8
Model	CMC-01
Storage Configuration	Drawer divider*5 + hanging rack*1
Authentication Methods	Facial recognition, IC card, password, finger vein recognition
Inventory Method	Automatic counting and inventory via UHF RFID technology
Number of RFID Antennas	8
RFID Tag Read Capacity	>300 detectable tags
RFID Tag Read Speed	≤5s
Mobility & Support	Form casters
Device Connectivity	Compatible with hospital SPD and HIS systems for seamless integration
Device Status Alerts	Smart indicator lights, voice prompt function
Power Supply	AC 220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(Optional)
External Size(W*D*H)	1400*630*2105mm
Package Size(W*D*H)	1550*810*2300mm
Net Weight	200kg
Gross Weight	220kg

Aplicaciones

Gabinete inteligente para almacenar y gestionar consumibles médicos de alto valor en centros sanitarios. La ficha indica uso en quirófanos, salas de intervención, urgencias y áreas centrales de almacenamiento de consumibles.

Las variables principales de selección son la autenticacion biometrica, RFID UHF y organizacion interna interna de 5 divisores de cajón y 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

rack colgante, autenticación por reconocimiento facial, tarjeta IC, contraseña y reconocimiento de vena del dedo, además de inventario automático mediante RFID UHF.

La ficha declara 8 antenas RFID, lectura de más de 300 etiquetas detectables en hasta 5 segundos, compatibilidad con sistemas SPD y HIS hospitalarios, luces indicadoras inteligentes, función de aviso por voz y movilidad mediante ruedas.

Usos recomendados

Las variables principales de selección son la autenticación biométrica, RFID UHF y organización interna de 5 divisores de cajón y 1 rack colgante, autenticación por reconocimiento facial, tarjeta IC, contraseña y reconocimiento de vena del dedo, además de inventario automático mediante RFID UHF.

Criterios de compatibilidad

La ficha declara 8 antenas RFID, lectura de más de 300 etiquetas detectables en hasta 5 segundos, compatibilidad con sistemas SPD y HIS hospitalarios, luces indicadoras inteligentes, función de aviso por voz y movilidad mediante ruedas.

Como validar si sirve

La ficha declara 8 antenas RFID, lectura de más de 300 etiquetas detectables en hasta 5 segundos, compatibilidad con sistemas SPD y HIS hospitalarios, luces indicadoras inteligentes, función de aviso por voz y movilidad mediante ruedas.

Recomendación de compra

La ficha declara 8 antenas RFID, lectura de más de 300 etiquetas detectables en hasta 5 segundos, compatibilidad con sistemas SPD y HIS hospitalarios, luces indicadoras inteligentes, función de aviso por voz y movilidad mediante ruedas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)