



Esterilizador de aire caliente 48-180 L

Código: B2-01-012262

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El esterilizador de aire caliente se utiliza para esterilizar pequeños instrumentos quirúrgicos, vidrios, placas de petri, etc.

- Este dispositivo es adecuado para clínicas médicas y veterinarias, hospitales, farmacias, centros de salud y laboratorios.
- Puerta interior sin vidrio, puerta exterior con ventana de observación, entrada y salida trasera.
- Controlador de temperatura PID de microordenador inteligente, control de temperatura preciso.
- Calentador circular de tubo de acero inoxidable.
- La caja interior adopta un diseño de estructura de arco circular y la partición móvil se puede tirar.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 810*640*720	pack 840*720*820	pack 940*630*920	pack 990*820*1020
Especificación	Configuración 2632905Cotizar	Configuración 2632906Cotizar	Configuración 2632907Cotizar	Configuración 2632908Cotizar
Capacidad	48L	80L	105L	180L
Rango de temperatura	RT+10~250°C	RT+10~250°C	RT+10~250°C	RT+10~250°C
Precisión de temperatura	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Rango de tiempo	0~9999min	0~9999min	0~9999min	0~9999min
Cantidad	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Consumo	1000w	1500W	1600W	2450W
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz (e estándar); 110V 60Hz (Opcional)	AC220V 50Hz (e estándar); 110V 60Hz (Opcional)	AC220V 50Hz (e estándar); 110V 60Hz (Opcional)	AC220V 50Hz (e estándar); 110V 60Hz (Opcional)
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm	419*332*348	450*397*450	550*348*550	602*498*602
Tamaño externo (ancho x profundidad) mm	728*595*532	750*680*635	850*620*735	900*775*785
Tamaño del paquete (ancho x alto) mm	810*640*720	840*720*820	940*630*920	990*820*1020
Peso bruto (kg)	60	80	115	145

Aplicaciones

Esterilizador de aire caliente para esterilizar pequeños instrumentos quirúrgicos, vidrio, placas de Petri y material similar. La descripción lo



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

presenta para clinicas medicas y veterinarias, hospitales, farmacias, centros de salud y laboratorios.

La seleccion de variante depende principalmente de la capacidad requerida: 48 L, 80 L, 105 L o 180 L. Todas las variantes visibles trabajan con rango de temperatura RT+10~250 °C, precision de 0,1 °C, fluctuacion de ± 1 °C, rango de tiempo 0~9999 min y 2 estantes.

Para cargas pequenas o uso puntual, priorizar las capacidades menores. Para mayor volumen de material o piezas mas grandes, revisar la capacidad y las dimensiones internas antes de seleccionar la variante: 419*332*348 mm, 450*397*450 mm, 550*348*550 mm o 602*498*602 mm segun configuracion.

Que cambia entre variantes

La seleccion de variante depende principalmente de la capacidad requerida: 48 L, 80 L, 105 L o 180 L. Todas las variantes visibles trabajan con rango de temperatura RT+10~250 °C, precision de 0,1 °C, fluctuacion de ± 1 °C, rango de tiempo 0~9999 min y 2 estantes.

Escenarios de uso recomendados

Para cargas pequenas o uso puntual, priorizar las capacidades menores. Para mayor volumen de material o piezas mas grandes, revisar la capacidad y las dimensiones internas antes de seleccionar la variante: 419*332*348 mm, 450*397*450 mm, 550*348*550 mm o 602*498*602 mm segun configuracion.

Cómo elegir rápido

Para cargas pequenas o uso puntual, priorizar las capacidades menores. Para mayor volumen de material o piezas mas grandes, revisar la capacidad y las dimensiones internas antes de seleccionar la variante: 419*332*348 mm, 450*397*450 mm, 550*348*550 mm o 602*498*602 mm segun configuracion.

Recomendación de compra

Para cargas pequenas o uso puntual, priorizar las capacidades menores. Para mayor volumen de material o piezas mas grandes, revisar la capacidad y las dimensiones internas antes de seleccionar la variante: 419*332*348 mm, 450*397*450 mm, 550*348*550 mm o 602*498*602 mm segun configuracion.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)