



Medidor de ictericia 0,0-29,9 mg/dL

Pantalla LCD de 1.6 pulgadas - mg/dL; μ mol/L

Medidor transcutáneo de bilirrubina neonatal; Pantalla: LCD de 1.6 pulgadas; Rango de medición: 0.0~29.9mg/dL(0.0~425 μ mol/L); Batería: 4 baterías AAA recargables de níquel-hidruro metálico; Unidades: mg/dL; μ mol/L; Promedios: 2-5 conjuntos; Temperatura de trabajo: 10~30°C; Humedad de trabajo: $\leq$ 80%; Presión atmosférica de trabajo: 75~106Kpa

Código: B2-01-012282.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Pantalla LCD de 1.6 pulgadas - mg/dL; μ mol/L B2-01-012282.1
Método de medición	Reflexión de luz
Fuente de luz	Flash de xenón
Pantalla	Pantalla LCD de 1.6 pulgadas
Rango de medición	0.0~29.9mg/dL(0.0~425 μ mol/L)
Error de indicación	00~15 $\pm$ 1(mg/dL) 16~25 $\pm$ 1.5(mg/dL)
Exactitud de medición	RSD $\square$ 2%
Batería	4 baterías AAA recargables de níquel-hidruro metálico
Número de mediciones	800 mediciones por cada carga completa
Unidades de medición	mg/dL; μ mol/L
Promedios de medición	2~5 series
Placa de calibración	Pantalla blanca 00.0 o 00.1mg/dL Pantalla amarilla 20.0 $\pm$ 1mg/dL
Temperatura de trabajo	10~30°C
Humedad relativa de trabajo	$\leq$ 80%
Presión atmosférica de trabajo	75~106Kpa
Alimentación eléctrica	Entrada: AC100~240V, 50/60Hz Salida: DC6.0V
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	175*68*26mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	275*135*235mm(caja de cartón)
Peso neto	0.157kg(con baterías) 0.11kg(sin baterías)
Peso bruto	1.33kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)