



Dispositivo de fototerapia (rojo/azul)

Portalámpara ectorial*1

Equipo de fototerapia con luz roja y azul; Cabezales incluidos: 1 cabezal sectorial y 1 cabezal concentrador de energía; Longitud de onda pico: Roja $640 \pm 10 \text{ nm}$; azul $460 \pm 10 \text{ nm}$; Densidad de potencia óptica: Roja $\geq 100 \text{ mW/cm}^2$; azul $\geq 100 \text{ mW/cm}^2$; Ajuste de potencia: 5 niveles ajustables; Área efectiva por cabezal: Cabezal sectorial $\geq 1500 \text{ cm}^2$; concentrador de energía $\geq 400 \text{ cm}^2$

Código: B2-01-012304

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Portalámpara ectorial*1 B2-01-012304
Fuente de luz	Portalámpara ectorial*1
Longitud de onda máxima	Luz roja: $640 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$ Luz azul: $460 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$
Densidad de potencia óptica	Luz roja: $\geq 100 \text{ mW/cm}^2$ 2 Luz azul: $\geq 100 \text{ mW/cm}^2$ 2
Regulación de potencia óptica	Ajustable en 5 niveles
Tiempo de tratamiento	Ajustable de 0 a 99 minutos
Área de tratamiento eficaz	Portalámpara ectorial: $\geq 1500 \text{ cm}^2$ Portalámpara de captación de energía: $\geq 400 \text{ cm}^2$
Ruido	$\leq 65 \text{ dB(A)}$
Fuente de alimentación	CA 110~220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
Dimensión externa (ancho*profundidad*alto)	740*640*1210 mm
Peso neto	42 kg
Dimensión del embalaje (ancho*profundidad*alto)	736*566*1370 mm
Peso bruto	50 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)