



Generador de oxígeno de tamiz molecular médico

pack 1255 x 768 x 1930 mm · 1

Código: B2-01-012329.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1255 x 768 x 1930 mm · 1 B2-01-012329.1
Capacidad	2 m³/h
Tamaño externo	1155 x 668 x 1730 mm
Peso neto	280 kg
Potencia	2,4 kW
Fuente de alimentación	220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Tanque de oxígeno recomendado	150 L
Camas de referencia	40-60
Tamaño del paquete	1255 x 768 x 1930 mm
Peso bruto	310 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)