



Camara de oxígeno hiperbarico

2200*1200*2000mm

Cámara de oxígeno microhiperbárica; Potencia del generador de oxígeno presurizado: 1200W; Presión de trabajo de la cámara: 1.1~1.3ATM; Concentración de oxígeno difundido: ≤25%; Concentración de oxígeno generado: 90±3%; Dimensiones externas: 2200 × 1200 × 2000mm

Código: B2-01-012333.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	2200*1200*2000mm B2-01-012333.1
Material de la cámara	Acero para recipientes a presión Q235B
Potencia del generador de oxígeno presurizado	1200W
Presión de trabajo de la cámara	1.1~1.3ATM
Concentración de oxígeno difuso	≤25%
Control de la unidad principal	Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)
Función de generación de oxígeno	Tamices moleculares personalizados (SPA)
Desempeño del compresor	Sistema de suministro de aire con compresor sin aceite
Concentración de oxígeno	90±3%
Configuración de seguridad	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz
Dimensiones externas	2200*1200*2000mm
Dimensiones del embalaje	2400*1500*2240mm
Peso bruto	1300kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)