



Incubadora de moldes 100-250 L

Código: B2-01-012351

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

7.0-inch touch display screen, simple and easy to understand and operate, convenient for observation.

Características

1. Double-layer glass door design, the outer door is equipped with an extra-large viewing window for easy observation.
2. Unique automatic defrost design, with minimal temperature fluctuation during defrosting.
3. Mirror-finished stainless steel interior, rounded corners, shelves are removable and height-adjustable, easy to clean, and helps maintain a clean working chamber environment.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100 L - R290, 80g - modelo 1	150 L - R290, 80 g - modelo 2	200L - modelo 3	250 L - modelo 4
Capacidad	100 L	150 L	200L	250 L
Sensor de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de temperatura	0~60°C	0~60°C	0~60°C	0~60°C
Fluctuación de temperatura	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)
Uniformidad de temperatura	±2°C(@37°C)	±2°C(@37°C)	±2°C(@37°C)	±2°C(@37°C)
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Rango de temporización	0~9999h59min	0~9999h59min	0~9999h59min	0~9999h59min
Rango de humedad	50~90%RH(@20~50°C)	50~90%RH(@20~50°C)	50~90%RH(@20~50°C)	50~90%RH(@20~50°C)
Exactitud de control de humedad	1%RH	1%RH	1%RH	1%RH
Fluctuación de control de humedad	≤±8%RH	≤±8%RH	≤±8%RH	≤±8%RH
Refrigerante	R290, 80g	R290, 80 g	R290, 100g	R290, 100g
Método de esterilización	Lámpara UV de esterilización (programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (configuración por programa horario)	Lámpara de esterilización UV (configuración por programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (configuración por programación horaria)
Alimentación eléctrica	CA220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo)	AC220 V, 50 Hz (Estándar); 110 V, 60 Hz (Opcional, transformador externo)	AC220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)

Especificación	100 L - R290, 80g - modelo 1	150 L - R290, 80 g - modelo 2	200L - modelo 3	250 L - modelo 4
Consumo	1200W	1200 W	1500W	1500 W
Estantes	2	2	3	3
Accesorios estándar	lámpara UV de esterilización, impresora, toma impermeable BOD, puerto de prueba	Lámpara de esterilización UV, impresora, tomacorriente impermeable BOD, puerto de ensayo	Lámpara de esterilización UV, impresora, toma impermeable BOD, puerto de prueba	Lámpara de esterilización UV, impresora, toma impermeable BOD, puerto de prueba
Accesorios opcionales	interfaz USB, sistema de suministro automático de agua	Interfaz USB, sistema automático de suministro de agua	Interfaz USB, sistema automático de suministro de agua	Interfaz USB, sistema automático de suministro de agua
Dimensiones internas (A×P×A)	500*350*580mm	550×401×690 mm	600*450*750mm	660*450*850 mm
Dimensiones externas (A×P×A)	644*647*1170mm	690×692×1270 mm	742*743*1340mm	802*743*1440 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	769*772*1327mm	815×817×1327 mm	865*867*1497mm	865*927*1597 mm
Peso neto	105kg	120 kg	130kg	145 kg
Peso bruto	120kg	140 kg	150kg	170 kg

Aplicaciones

Esta incubadora de moldes está orientada a trabajos de temperatura constante con control de humedad, incluyendo análisis de DBO en agua, cultivo y conservación de bacterias, mohos y microorganismos, cultivo de plantas y experimentos de reproducción.

Variables relevantes para seleccionar entre variantes:

Seleccionar por volumen útil requerido, cantidad de muestras o recipientes, espacio disponible e infraestructura eléctrica. No corresponde usarla para cultivo de muestras de origen humano.

- Capacidad: 100, 150, 200 o 250 litros.
- Espacio interno: aumenta progresivamente según la capacidad seleccionada.
- Estantes: las versiones de 100 y 150 litros incluyen 2 estantes; las de 200 y 250 litros incluyen 3 estantes.
- Rango de operación: todas las variantes declaran 0-60 °C y 50-90 % HR a 20-50 °C.
- Control térmico: todas declaran fluctuación ± 1 °C a 37 °C, uniformidad ± 2 °C a 37 °C y precisión de 0,1 °C.
- Equipamiento incluido: lámpara UV, impresora, toma impermeable BOD y puerto de prueba.

Que cambia entre variantes

Variables relevantes para seleccionar entre variantes: - Capacidad: 100, 150, 200 o 250 litros. - Espacio interno: aumenta progresivamente según la capacidad seleccionada. - Estantes: las versiones de 100 y 150 litros incluyen 2 estantes; las de 200 y 250 litros incluyen 3 estantes. - Rango de operación: todas las variantes declaran 0-60 °C y 50-90% HR a 20-50 °C. - Control térmico: todas declaran fluctuación ± 1 °C a 37 °C, uniformidad ± 2 °C a 37 °C y precisión de 0,1 °C. - Equipamiento incluido: lámpara UV, impresora, toma impermeable BOD y puerto de prueba.

Escenarios de uso recomendados

Seleccionar por volumen útil requerido, cantidad de muestras o recipientes, espacio disponible e infraestructura eléctrica. No corresponde usarla para cultivo de muestras de origen humano.

Cómo elegir rápido

Seleccionar por volumen útil requerido, cantidad de muestras o recipientes, espacio disponible e infraestructura eléctrica. No corresponde

usarla para cultivo de muestras de origen humano.

Recomendación de compra

Seleccionar por volumen útil requerido, cantidad de muestras o recipientes, espacio disponible e infraestructura eléctrica. No corresponde usarla para cultivo de muestras de origen humano.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)