



Masajeador de cuello multifuncional 42 C

Código: B2-01-012364

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La tecnología de pulso TENS, desde los nervios hasta los músculos, masajea profundamente el hombro y el cuello para aliviar el dolor.

- Una compresa caliente a temperatura constante a 42 °C promueve la circulación sanguínea.
- modos, 15 niveles de ajuste de intensidad. Cómodo de usar, protectores de brazos mejorados en ambos lados, cabezal de masaje flotante.
- Pequeño y portátil, con batería de larga duración, es un gran compañero para viajes de negocios.
- Adoptando tecnología de reducción de ruido y materiales amigables con la piel para un uso más cómodo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	OLB-A5 - Forest Green Pearl White - 15 Levels
Model	OLB-A5
Color	Forest Green Pearl White
Material	ABS, PC, Silicone
Intensity	15 Levels
Duration	15min/time
Temperature	42 °C
Mode	5
Voltage	5V
Consumption	5W
Power Supply	Lithium battery 450mAh
Charge Time	1 Hour
External Size (W*D*H)	103*137*35mm
Net Weight	75g
Package Size (W*D*H)	132*102*41mm
Gross Weight	185g

Aplicaciones

Dispositivo adecuado para uso personal en cuello y hombros cuando se busca masaje por pulso de baja frecuencia con compresa caliente a

42 °C.

La decisión de compra debe considerar intensidad, modos y autonomía: la ficha informa 15 niveles de intensidad, 5 modos, duración de 15 min/hora, batería de litio de 450 mAh y tiempo de carga de 1 hora.

Use esta opción si el requerimiento prioriza equipo compacto, plegable y portátil para masaje de cuello con temperatura constante. Antes de cotizar, confirme que el usuario acepta alimentación por batería, carga mediante Tipo-C y materiales ABS, policarbonato y silicona.

Usos recomendados

La decisión de compra debe considerar intensidad, modos y autonomía: la ficha informa 15 niveles de intensidad, 5 modos, duración de 15 min/hora, batería de litio de 450 mAh y tiempo de carga de 1 hora.

Criterios de compatibilidad

Use esta opción si el requerimiento prioriza equipo compacto, plegable y portátil para masaje de cuello con temperatura constante. Antes de cotizar, confirme que el usuario acepta alimentación por batería, carga mediante Tipo-C y materiales ABS, policarbonato y silicona.

Como validar si sirve

Use esta opción si el requerimiento prioriza equipo compacto, plegable y portátil para masaje de cuello con temperatura constante. Antes de cotizar, confirme que el usuario acepta alimentación por batería, carga mediante Tipo-C y materiales ABS, policarbonato y silicona.

Recomendación de compra

Use esta opción si el requerimiento prioriza equipo compacto, plegable y portátil para masaje de cuello con temperatura constante. Antes de cotizar, confirme que el usuario acepta alimentación por batería, carga mediante Tipo-C y materiales ABS, policarbonato y silicona.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)