



Termociclador PCR de 96 pocillos

4.0°C/s - 3°C/s - LCD de 7"

Termociclador PCR con capacidad de 96 posiciones y volumen de reacción de 10 a 200 µl; compatible con placas PCR de 96 × 0,2 ml, tiras de 8 tubos de 0,2 ml y tubos PCR individuales de 0,2 ml; bloque de aluminio con rango de 4 a 105 °C y tapa calefactora de 30 a 110 °C; velocidades máximas de calentamiento de 4,0 °C/s y enfriamiento de 3 °C/s; exactitud y uniformidad de temperatura de ±0,3 °C; rango de gradiente de 30 a 99 °C y diferencial de temperatura de 1 a 42 °C; pantalla LCD de 7 pulgadas; alimentación CA 110-220 V, 50/60 Hz; dimensiones externas (ancho × fondo × alto) 398 × 280 × 257 mm.

Código: B2-01-012387.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	4.0°C/s - 3°C/s - LCD de 7" B2-01-012387.1
Capacidad	96
Volumen de reacción	10~200µl
Tipo de tubo	Placa PCR de 96*0.2ml; tubo PCR de 8*0.2ml; tubo PCR individual de 0.2ml
Rango de temperatura del bloque	4~105°C
Rango de temperatura de la tapa calefactora	30~110°C
Velocidad máxima de calentamiento	4.0°C/s
Velocidad máxima de enfriamiento	3°C/s
Resolución de visualización	0.1°C
Exactitud de temperatura	±0.3°C
Uniformidad de temperatura	±0.3°C
Material del bloque	Aluminio
Rango de gradiente	30~99°C
Rango de diferencial de temperatura	1~42°C
Programa	Un solo programa puede tener hasta 30 pasos y 99 ciclos
Pantalla	LCD de 7"
Alimentación eléctrica	AC 110V~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	398*280*257mm
Peso neto	11kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	495*380*380mm
Peso bruto	17kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)